


Grains de pollen de *Taraxacum officinale* (pissenlit ou dent-de-lion)
Préparations et texte : Marc Libin



Technique préconisée par l'auteur :

- ++ écraser les étamines sur une LPO ;
- ++ y ajouter de l'alcool à 96° ;
- ++ bien mélanger le tout ;
- ++ rincer à l'alcool ;
- ++ retirer les morceaux d'étamines ;
- ++ rincer une seconde fois à l'alcool ;
- ++ faire sécher sur une petite plaque chauffante. ;
- ++ Colorer à la safranine diluée 5x.

Les essais de coloration au vert de méthyle et au bleu de méthylène n'ont pas fonctionné car la concentration utilisée était trop forte ; diluer au minimum 5x, voire plus.

À 400x, les granulations de l'exine sont bien visibles, surtout sur la photo de droite qui a été contrastée avec ACDSee.

